

シャントに優しく、止血に強い味方

止血バンドーくん

【指による優しい止血を目指した製品です】

特長


指による圧迫

バンドによる圧迫

血管に優しい圧迫

圧迫力の安定持続

透析用ソフトタッチ止血バンド



① 止血圧迫力の度合いをスポンジの厚さで分かるようにしました。

強すぎ(目安)

弱すぎ(目安)

スポンジの厚さ



1mm以下

6mm以上

ハカリで測定



1000g以上

300g以下

② マジックテープを2枚にして一気にバンドがはずれる事を防ぎました。

③ 滑り止め防水パット は、作業性を良くし、少量の血液付着ならアルコール綿で拭き取れます。

※止血時間の短縮には、シリコンタブレット綿球との併用をお勧めしております。

